



Please contact us,  
if you have any question and need help.




T)1670-5695



[www.bio-ft.com](http://www.bio-ft.com)



[info@bio-ft.com](mailto:info@bio-ft.com)



# Quick Guide

Beyond the PCR technology,  
BIOFACT promises the progress for your research.



## *Da*Bead™ Genomic DNA Prep Kit For Bacterium, Cultured Cell

[Magnetic Bead Type]

**Press Pipettor**  
- 48well type

## ✓ Contents

MC1(+) (20 mL), MC1(-) (20 mL), MC2 (20 mL), RNase A (40 mg/mL) (1ea), Proteinase K (20 mg/mL) (2ea), Lysozyme (100 mg/mL) (1ea), Binding buffer Plate + Magnetic Bead Plate (2ea), Washing Buffer 1 + Washing Buffer 2 Plate (2ea), Washing Buffer 3 + Elution Buffer Plate (2ea), Adaptor (8 x 6) tip (2ea), Quick Guide (1매)

## ✓ Preparation

1. Kit에 포함된 enzyme (freezing dry상태) 은 D.W에 녹여 사용하시고 4°C(or -20°C)에 보관
2. Lysis Buffer는 Prep 당 200  $\mu$ l 사용 기준이며, 그 이상 사용시 별도 구매
3. Sample
  - : 12 ~ 16시간 이상 배양된 Bacteria cell ( $< 1 \times 10^8$ ) 또는 Cultured Cell ( $< 1 \times 10^5$ )을 500  $\mu$ l씩 1.5 mL tube 에 넣고 상온에서 10,000 rpm, 1 min 동안 원심분리 후 media 를 제거하여 사용 (-70 °C 보관)
4. Press Pipettor(DaBead™ 48well Magnetic Press Pipettor) 사용
5. 각 단계에서 magnetic Bead가 magnet에 완전히 붙을 수 있도록 30 sec 이상 충분히 binding.

## ✓ Protocol.

### Cell Lysis & Magnetic Bead Binding

- 1: 1.5 mL tube에 Bacteria Cells ( $< 1 \times 10^8$ ) + MC1(-) 200  $\mu$ l + Proteinase K (20 mg/mL) 10  $\mu$ l + RNase A (40 mg/mL) 2  $\mu$ l 혼합
  - Vortex (10 sec) → Incubation (60°C, 10 min)
- 2: MC2 200  $\mu$ l 첨가 → Vortex (10 sec) 후 혼합액 모두 Binding Buffer Plate(왼쪽)에 transfer
- 3: Press Pipettor에 Adaptor (8 x 6) tip 장착 후 Magnetic Bead Plate(오른쪽)에서 bead 회수
- 4: 상층액이 포함된 Binding Buffer Plate(왼쪽)으로 옮겨 bead가 부착된 Adaptor (8 x 6) tip을 분리
  - Tapping (30회 이상) → Adaptor (8 x 6) tip을 Press Pipettor에 다시 장착 후 bead 회수

### Magnetic Bead Washing & Dry

- 5: Washing Buffer 1 Plate(왼쪽)에 bead가 부착된 Adaptor (8 x 6) tip을 분리 → Tapping (30회 이상)
  - Adaptor (8 x 6) tip을 Press Pipettor에 다시 장착 후 bead 회수 (1st. washing)
- 6: Washing Buffer 2 Plate(오른쪽)으로 옮겨 bead가 부착된 Adaptor (8 x 6) tip을 분리 → Tapping (30회 이상)
  - Adaptor (8 x 6) tip을 Press Pipettor에 다시 장착 후 bead 회수 (2nd. washing)
- 7: Washing Buffer 3 Plate(왼쪽)에 bead가 부착된 Adaptor (8 x 6) tip을 분리 → Tapping (30회 이상)
  - Adaptor (8 x 6) tip을 Press Pipettor에 다시 장착 후 bead 회수 (3rd. washing)
- 8: Air dry, 2-3 min (RT)


### DNA Elution

- 9: Elution Buffer Plate (오른쪽)으로 옮겨 bead가 부착된 Adaptor (8 x 6) tip을 분리 → Tapping (30회 이상)
    - Adaptor (8 x 6) tip을 Press Pipettor에 다시 장착 후 bead 회수
- [샘플에 따라 elution 전 tapping 횟수를 더 늘리거나 긴 tip을 사용하는 multipipettor로 pipetting 하시면 더 높은 효율의 genomic DNA를 얻을 수 있습니다.


[Optional] Sample에 따라 Elution 후 RNA가 보일 경우, 제공된 RNase A 일부를 1/100로 희석하여 1  $\mu$ l 첨가하여 상온에서 5 min Incubation 후 확인


## MEMO

# MEMO

**Step 1.**  **Bacteria Cells (Cell pellet)**  
 + MC1(-) 200  $\mu$ l  
 + Proteinase K (20 mg/ml) 10  $\mu$ l  
 + RNase A (40 mg/ml) 2  $\mu$ l

Vortex 10 sec  
 Incubation (60°C, 10 min)

**Step 2.**  **+ MC2 200  $\mu$ l**


**Step 3~5.** 

**Step 3.** 혼합액 모두를 **Binding Buffer Plate(왼쪽)**에 transfer

**Step 4.** Press pipettor에 Adaptor (8 x 6) tip 장착 **Magnetic Bead Plate(오른쪽)**에서 bead 회수


**Step 5.** **Binding Buffer Plate(왼쪽)**으로 옮겨 Adaptor (8 x 6) tip을 분리후 Tapping (30회 이상)

→ Adaptor (8 x 6) tip을 Press Pipettor에 다시 장착 후 bead 회수

**Step 6~7.** 


**Step 6.** **Washing Buffer 1 Plate(왼쪽)**에 → Adaptor (8 x 6) tip을 분리. → Tapping (30회 이상) → Adaptor (8 x 6) tip을 Press Pipettor에 다시 장착 후 bead 회수

**Step 7.** **Washing Buffer 2 Plate(오른쪽)**으로 옮겨 → Adaptor (8 x 6) tip을 분리. → Tapping (30회 이상) → Adaptor (8 x 6) tip을 Press Pipettor에 다시 장착 후 bead 회수

**Step 8~9.** 

**Step 8.** **Washing Buffer 3 Plate(왼쪽)**에 → Adaptor (8 x 6) tip을 분리. → Tapping (30회 이상) → Adaptor (8 x 6) tip을 Press Pipettor에 다시 장착 후 bead 회수 → Air dry, 2-3 min (RT)

**Step 9.** **Elution Buffer Plate(오른쪽)**으로 옮겨 → Adaptor (8 x 6) tip을 분리. → Tapping (30회 이상) → Adaptor (8 x 6) tip을 Press Pipettor에 다시 장착 후 bead 회수 → Eluted DNA를 transfer



## ✓ Contents

- MC1(+) (20 mL), MC1(-) (20 mL), MC2 (20 mL), RNase A (40 mg/mL) (1ea), Proteinase K (20 mg/mL) (2ea), Lysozyme (100 mg/mL) (1ea), Binding buffer Plate + Magnetic Bead Plate (2ea), Washing Buffer 1 + Washing Buffer 2 Plate (2ea), Washing Buffer 3 + Elution Buffer Plate (2ea), Adaptor (8 x 6) tip (2ea), Quick Guide (1매)

## ✓ Preparation

- Kit에 포함된 enzyme (freezing dry상태) 은 D.W에 녹여 사용하시고 4°C(or -20°C)에 보관
- Lysis Buffer는 Prep 당 200 µL 사용 기준이며, 그 이상 사용시 별도 구매
- Sample
  - : 12 ~ 16시간 이상 배양된 Bacteria cell (< 1 x 10<sup>8</sup>) 또는 Cultured Cell (< 1 x 10<sup>5</sup>)을 500 µL씩 1.5 mL tube 에 넣고 상온에서 10,000 rpm, 1 min 동안 원심분리 후 media 를 제거하여 사용 (-70 °C 보관)
- Press Pipettor(DaBead™ 48well Magnetic Press Pipettor) 사용
- 각 단계에서 magnetic Bead가 magnet에 완전히 붙을 수 있도록 30 sec 이상 충분히 binding.

## ✓ Protocol.

### Cell Lysis & Magnetic Bead Binding

- 1.5 mL tube에 Bacteria Cells (< 1 x 10<sup>8</sup>) + MC1(+) 200 µL + Lysozyme (100 mg/mL) 5 µL + RNase A (40 mg/mL) 2 µL 혼합
  - Vortex (10 sec) → Incubation (37°C, 30 min)
- MC2 200 µL 첨가 + Proteinase K (20 mg/mL) 10 µL 첨가 → Vortex (10 sec) → Incubation (60°C, 30 min)
  - 혼합액 모두 Binding Buffer Plate(왼쪽)에 transfer
- Press Pipettor에 Adaptor (8 x 6) tip 장착 후 Magnetic Bead Plate(오른쪽)에서 bead 회수
- 상층액이 포함된 Binding Buffer Plate (왼쪽)으로 옮겨 bead가 부착된 Adaptor (8 x 6) tip을 분리
  - Tapping (30회 이상) → Adaptor (8 x 6) tip을 Press Pipettor에 다시 장착 후 bead 회수

### Magnetic Bead Washing & Dry

- Washing Buffer 1 Plate(왼쪽)에 bead가 부착된 Adaptor (8 x 6) tip을 분리 → Tapping (30회 이상)
  - Adaptor (8 x 6) tip을 Press Pipettor에 다시 장착 후 bead 회수 (1st. washing)
- Washing Buffer 2 Plate(오른쪽)으로 옮겨 bead가 부착된 Adaptor (8 x 6) tip을 분리 → Tapping (30회 이상)
  - Adaptor (8 x 6) tip을 Press Pipettor에 다시 장착 후 bead 회수 (2nd. washing)
- Washing Buffer 3 Plate(왼쪽)에 bead가 부착된 Adaptor (8 x 6) tip을 분리 → Tapping (30회 이상)
  - Adaptor (8 x 6) tip을 Press Pipettor에 다시 장착 후 bead 회수 (3rd. washing)
- Air dry, 2-3 min (RT)

### DNA Elution

- Elution Buffer Plate (오른쪽)으로 옮겨 bead가 부착된 Adaptor (8 x 6) tip을 분리 → Tapping (30회 이상)
    - Adaptor (8 x 6) tip을 Press Pipettor에 다시 장착 후 bead 회수
- [샘플에 따라 elution 전 tapping 횟수를 더 늘리거나 긴 tip을 사용하는 multipipettor로 pipetting 하시면 더 높은 효율의 genomic DNA를 얻을 수 있습니다.]

[Optional] Sample에 따라 Elution 후 RNA가 보일 경우, 제공된 RNase A 일부를 1/100로 희석하여 1 µL 첨가하여 상온에서 5 min Incubation 후 확인

