






Please contact us,  
if you have any question and need help.

 T)1670-5695

 [www.bio-ft.com](http://www.bio-ft.com)

 [info@bio-ft.com](mailto:info@bio-ft.com)



# Quick Guide

Beyond the PCR technology,  
BIOFACT promises the progress for your research.



## *Da*Bead™ Genomic DNA Prep Kit For Animal Tissue (A)

[Magnetic Bead Type]

**Press Pipettor**  
- 48well type

## ✓ Contents

**MAT1 Buffer** (25 mL), **MAT2 Buffer** (25 mL), **Binding Buffer + Magnetic Bead Plate** (2 ea),  
**MW1 Plate** (2 ea), **MW2 + Elution Buffer Plate** (2 ea), **RNase A** (4 mg/mL) (2 ea), **Proteinase K** (20 mg/mL) (4 ea),  
**Adaptor (8 x 6) tip** (2 ea), Quick Guide (1매)

## ✓ Preparation

1. Kit에 포함된 enzyme (freezing dry상태) 은 D.W에 녹여 사용하시고 (4°C or -20°C)에 보관
2. MAT1/MAT2 Buffer는 Prep 당 각각 **200 µL** 사용 기준이며, 그 이상 사용시 별도 구매
3. Sample
  - Animal Tissue는 fresh한 상태의 시료 <25 mg 사용
  - 적당한 용기에서 파쇄기 또는 Liquid nitrogen으로 Fresh-Freeze tissues를 최대한 곱게 갈아주며, DNase 활성화에 의한 DNA 분해를 최소화하기 위해 샘플을 차갑게 유지하고 신속하게 작업수행
4. Press Pipettor(DaBead™ 96well Magnetic Press Pipettor) 사용
5. 각 단계에서 magnetic Bead가 magnet에 완전히 붙을 수 있도록 30 sec 이상 충분히 binding.

## ✓ Protocol.

### Cell Lysis & Magnetic Bead Binding

- 1: 1.5 mL tube에 **sample** (<25 mg) + **MAT1 Buffer** 200 µL → **RNase A** (4 mg/mL) 5 µL + **Proteinase K** (20 mg/mL) 20 µL 첨가 후 파쇄  
→ Vortex (10 sec) → Incubation (65°C, 15 min) → **MAT2 Buffer** 200 µL → Vortex (10 sec)  
※ Tip: Incubation 중간중간 vortexing을 진행하면 효율이 증가
- 2: 원심분리 (13,000 rpm, 1 min) → 상층액 모두를 **Binding Buffer Plate**(왼쪽)에 transfer  
※ Tip: 조직이 완전히 녹았을 경우, 원심 분리하지 않아도 됨.
- 3: Press Pipettor에 Adaptor (8 x 6) tip 장착 후 **Magnetic Bead Plate**(오른쪽)에서 bead 회수
- 4: 상층액이 포함된 **Binding Buffer Plate**에 bead가 부착된 Adaptor (8 x 6) tip을 분리  
→ Tapping (30회 이상) → Adaptor (8 x 6) tip을 Press Pipettor에 다시 장착 후 bead 회수

### Magnetic Bead Washing & Dry

- 5: **MW1 Plate**(왼쪽)에 bead가 부착된 Adaptor (8 x 6) tip을 분리 → Tapping (30회 이상)  
→ Adaptor (8 x 6) tip을 Press Pipettor에 다시 장착 후 bead 회수 (1st. washing)
- 6: **MW1 Plate**(오른쪽)으로 옮겨 bead가 부착된 Adaptor (8 x 6) tip을 분리 → Tapping (30회 이상)  
→ Adaptor (8 x 6) tip을 Press Pipettor에 다시 장착 후 bead 회수 (2nd. washing)
- 7: **MW2 Plate**(왼쪽)에 bead가 부착된 Adaptor (8 x 6) tip을 분리 → Tapping (30회 이상)  
→ Adaptor (8 x 6) tip을 Press Pipettor에 다시 장착 후 bead 회수 (3rd. washing)
- 8: Air dry, 2-3 min (RT)

### DNA Elution

- 9: **Elution Buffer Plate**(오른쪽)으로 옮겨 bead가 부착된 Adaptor (8 x 6) tip을 분리 → Tapping (30회 이상)  
→ Adaptor (8 x 6) tip을 Press Pipettor에 다시 장착 후 bead 회수  
[샘플에 따라 elution 전 tapping 횟수를 더 늘리거나 긴 tip을 사용하는 multipipettor로 pipetting 하시면 더 높은 효율의 genomic DNA를 얻을 수 있습니다.]

[Optional] Sample에 따라 Elution 후 RNA가 보일 경우, 제공된 RNase A 일부를 1/100로 희석하여 1 µL 첨가하여 상온에서 5 min Incubation 후 확인


### Step 1.



sample (< 25 mg)  
+ MAT1 Buffer 200 µL  
+ RNase A (4 mg/mL) 5 µL  
+ Proteinase K (20 mg/mL) 20 µL 첨가  
→ grinding  
→ Incubation (65°C, 15 min)  
+ MAT2 Buffer 200 µL

↓ Cfg. 13,000 rpm, 3 min

### Step 2~4.



### Step 2.

상층액 모두를  
**Binding Buffer Plate**(왼쪽)에 transfer


### Step 3.

Press pipettor에  
Adaptor (8 x 6) tip 장착  
**Magnetic Bead Plate**(오른쪽)에서  
bead 회수

### Step 4.

**Binding Buffer Plate**(왼쪽)으로 옮겨  
Adaptor (8 x 6) tip을 분리후  
Tapping (30회 이상)  
  
→ Adaptor (8 x 6) tip을  
Press Pipettor에 다시 장착 후  
bead 회수

### Step 5~6.




### Step 5.

**MW1 Plate**(왼쪽)에  
→ Adaptor (8 x 6) tip을 분리.  
→ Tapping (30회 이상)  
→ Adaptor (8 x 6) tip을 Press Pipettor에  
다시 장착 후 bead 회수

### Step 6.

**MW1 Plate**(오른쪽)으로 옮겨  
→ Adaptor (8 x 6) tip을 분리.  
→ Tapping (30회 이상)  
→ Adaptor (8 x 6) tip을 Press Pipettor에  
다시 장착 후 bead 회수

### Step 7~9.



### Step 7~8.

**MW2 Plate**(왼쪽)에  
→ Adaptor (8 x 6) tip을 분리.  
→ Tapping (30회 이상)  
→ Adaptor (8 x 6) tip을 Press Pipettor에  
다시 장착 후 bead 회수  
→ Air dry, 2-3 min (RT)

### Step 9.

**Elution Buffer Plate**(오른쪽)으로 옮겨  
→ Adaptor (8 x 6) tip을 분리.  
→ Tapping (30회 이상)  
→ Adaptor (8 x 6) tip을 Press Pipettor에  
다시 장착 후 bead 회수  
→ Eluted DNA를 transfer