

DaBead™ Prep Kit 구입시
DaBead™ Mini
Magnetic Separation Stand
신제품을 무료로 드립니다.



신제품 출시기념 이벤트

~~45,000원~~
무료증정

* 선착순 100개 한정
* 대량구입 및 할인 거래처 제외

원

FEATURE



다양한 Scale 추출 가능
(1.5 mL, 50 mL)



강한 자성력
(Neodymium)



Compact 한 사이즈
(24g, 48*18*39mm(LxWxH))



빠른 추출 시간



소량 샘플 추출에 용이



저렴한 가격



내화학성이 높은 소재
(반영구적 사용 가능)



Dry-Oven 사용 가능
(Autoclave 불가능)

Related Products

DaBead™ Detachable Magnetic Stand [Cat. No. SJ1-MSS21]



- 1.5mL 16개, 50mL 2개 정제 가능
- Teflon Magnet Bar를 탈부착 가능
- Autoclave 가능
- 넓은 자석 표면적으로 빠른 건조

DaBead™ Magnetic Separation Stand [Cat. No. SJ1-MSS01/MSS11]



- 한번에 12개 샘플 정제 가능
- 1.5 mL, 2.0 mL tube 호환 가능
- 50 mL tube 2개 정제 가능
- Magnetic bead를 이용한 핵산 및 단백질 추출

DaBead™ Magnetic Separation Stand [Cat. No. SJ1-MSS96]



- 대량의 샘플 한번에 정제 가능
- 96well plate, 8-strip tube

DaBead™ 8well Magnetic Bead Pipettor [Cat. No. SJ1-MBP08]



- Compact 한 사이즈 / 가벼움
- 한번에 8개 샘플 정제 가능
- 소량 샘플 시간 단축으로 실험효율 증가
- Pipettor에 Adaptor 8-strip tip 장착 및 분리 쉬움

DaBead™ 48well Magnetic Press Pipettor [Cat. No. SJ1-MPS48]



- 추가 장비, 전기없이 사용가능
- 교차오염 문제 해결
- 손 쉬운 사용법
- 다양한 샘플 전용 제품 공급 가능
- 자동화 장비 1/100 가격으로 빠르게 최대 48개 추출

DaBead™ 96well Magnetic Press Pipettor [Cat. No. SJ1-MPS96]



- 추가 장비, 전기없이 사용가능
- 교차오염 문제 해결
- 손 쉬운 사용법
- 다양한 샘플 전용 제품 공급 가능
- 자동화 장비 1/100 가격으로 빠르게 최대 96개 추출

				VAT 별도
Maker	Cat.No.	Product		Price (₩)
BIOFACT	SJ1-MSS23	DaBead™ Mini Magnetic Separation Stand, 1.5mL × 2hole		45,000
	SJ1-MSS01	DaBead™ Magnetic Separation Stand [Ver.1.0], 1.5mL × 12hole, 50mL × 2hole		240,000
	SJ1-MSS11	DaBead™ Magnetic Separation Stand [Ver.2.0], 1.5mL × 12hole, 50mL × 2hole		270,000
	SJ1-MSS21	DaBead™ Detachable Magnetic Stand, 1.5mL × 16hole, 50mL × 2hole		350,000
	SJ1-MSS96	DaBead™ Magnetic Separation Stand (96 well, 8-strip tube 호환가능)		360,000
	SJ1-MPS48	DaBead™ 48well Magnetic Press Pipettor		800,000
	SJ1-MPS96	DaBead™ 96well Magnetic Press Pipettor		950,000
	SJ1-MBP08	DaBead™ 8well Magnetic Bead Pipettor		200,000