

# EcoDye™



# 1+1



# EcoRed™



## 신제품 출시

# 기념 이벤트

**EcoDye™ 또는 EcoRed™를  
1 kit 구매하시면 1 kit를 더 드립니다.**

<각 100개 수량 한정>




**BIOFACT**  
BIOFACTORY

본 사 | 34028 대전광역시 유성구 테크노8로 70 (용산동537)  
서울지사 | 04788 서울특별시 성동구 광나루로 130 서울숲 IT캐슬 1008호  
주 문 | 수도권 : cs@bio-ft.com 지방권 : sales@bio-ft.com

대표번호 1670-5695 Tel. 042-867-5695  
Tel. 02-851-5695

www.bio-ft.com | info@bio-ft.com




# EcoDye™ Nucleic Acid Staining Solution



Agarose Gel에 직접 혼합하여 DNA/RNA를 염색하는 gel staining solution


- QC DATA

< Multiplex PCR >




M : Rice marker  
 1 : PCR product 12  $\mu$ l    2 : PCR product 10  $\mu$ l    3 : PCR product 8  $\mu$ l  
 4 : PCR product 6  $\mu$ l    5 : PCR product 4  $\mu$ l    6 : PCR product 2  $\mu$ l  
 Multiplex(Rice) PCR product    1.0X TAE buffer  
 3% Agarose gel (10  $\mu$ l mix / 100 ml agarose gel solution)

# EcoRed™ Safe Loading Dye



샘플에 직접 혼합하여 staining 없이 즉시 band 확인


- EcoRed™ Safe Loading Dye와 타사 제품 비교




BIOFACT™ 1 Kb Plus DNA Ladder Dilution factor    2% Agarose Gel  
 1: 2<sup>0</sup> 2: 2<sup>-1</sup> 3: 2<sup>-2</sup> 4: 2<sup>-3</sup> 5: 2<sup>-4</sup> 6: 2<sup>-5</sup>

- 샘플별 QC 결과

< Genomic DNA >




< Total RNA / DNA >



1: 4<sup>0</sup> 2: 4<sup>-1</sup> 3: 4<sup>-2</sup>  
 2% Agarose Gel  
 M : BioFACT™ 1 Kb Plus DNA Ladder

< PCR Product >



1 : PCR Product 6<sup>0</sup>  
 2 : PCR Product 6<sup>-1</sup>  
 3 : PCR Product 6<sup>-2</sup>  
 2% Agarose Gel  
 M : BioFACT™ 1 Kb Plus DNA Ladder

Cat.No.	Product	Size	Price (₩)_VAT 별도
ES301-1000	Ecodye™ Nucleic Acid Staining Solution	500 $\mu$ l x 2 ea	45,000
ES311-1000	<b>NEW</b> EcoRed™ Safe Loading Dye	500 $\mu$ l x 2 ea	65,000