

뛰어난 조작성, 우수한 그립감

높은 강도의  
잘 찢어지지

신축성  
않는 글러브

Global-X Latex Glove



색상 : 아이보리  
사이즈 : XS, S, M, L  
포장단위 : 100매/박스



일회용



파우더프리



미끄럼방지

AQL  
1.5  
(방수성시험)

표준 및 인증  
ASTM D3578,  
EN16523,  
EN16604,  
EN1186

엄격한 검사 기준

AQL(합격 품질 수준) G-1:1.5를 핀홀 기준으로 하는 엄격한 검사 기준 하에 제조되고 있습니다. AQL(허용 품질 한계)은 공정에서 허용 가능한 최대 불량률을 의미합니다. 즉, 제품이 합격할 수 있는 최소 품질 기준을 나타냅니다. 숫자가 낮을수록 더 엄격한 품질 기준을 적용한다는 뜻입니다.

Cat.No. (Size)	Width	Length	Thickness	Package
BF.101224A (XS)	74 mm	240 mm	손바닥 : 0.13 mm ± 0.03 mm 손끝 : 0.14 mm ± 0.03 mm	100pcs* 10box/case
BF.101224B (S)	84 mm			
BF.101224C (M)	94 mm			
BF.101224D (L)	105 mm			

## Product



### Global-X Latex Glove

[BF.101224A, BF.101224B, BF.101224C, BF.101224D]

## Features

- 두껍고 강력한 보호
- 뛰어난 내구력 : 우수한 강도로 잘 찢어지지 않음
- 우수한 그립감과 부드러운 착용
- 높은 강도와 신축성
- 양면 착용 가능
- ASTM D3578, EN16523, EN16604, EN1186 기준 충족
- 실험실 및 연구기관, 제조업 및 생산, 미용 및 청소 산업에 착용 가능
- Size : X-Small ~ Large

Type	Cat. No.	Product	Size
Global-X Latex Glove	BF.101224A	Global-X Latex Glove X-Small	100pcs*10box/case
	BF.101224B	Global-X Latex Glove Small	100pcs*10box/case
	BF.101224C	Global-X Latex Glove Medium	100pcs*10box/case
	BF.101224D	Global-X Latex Glove Large	100pcs*10box/case

## Product

EcoSafe Biodegradable Nitrile Gloves



BF.GN131171

SafeTouch® Advanced Platinum Nitrile Glove, Powder Free



BF.1174

SafeTouch® Advanced Pro nitrile Glove



BF.1131

SafeTouch® UltraGrip Latex Glove, Powder-Free



BF.1122

SafeBasic™ Easy Fit™ latex PF Glove, Powder free



BF.1188

Vitals® Clear comfort CPE Glove



BF.1210

Type	Cat. No.	Product	Size
Biodegradable Nitrile Gloves (검용)	BF.GN131171A	EcoSafe Biodegradable Nitrile Medical Examination Gloves, X-Small	100pcs*10box/case
	BF.GN131171B	EcoSafe Biodegradable Nitrile Medical Examination Gloves, Small	100pcs*10box/case
	BF.GN131171C	EcoSafe Biodegradable Nitrile Medical Examination Gloves, Medium	100pcs*10box/case
	BF.GN131171D	EcoSafe Biodegradable Nitrile Medical Examination Gloves, Large	100pcs*10box/case
Experimental Nitrile Gloves	BF.1174A	SafeTouch Advanced platinum nitrile Glove, X-Small	100pcs*10box/case
	BF.1174B	SafeTouch Advanced platinum nitrile Glove, Small	100pcs*10box/case
	BF.1174C	SafeTouch Advanced platinum nitrile Glove, Medium	100pcs*10box/case
	BF.1174D	SafeTouch Advanced platinum nitrile Glove, Large	100pcs*10box/case
	BF.1131	SafeTouch Advanced Pro nitrile Glove, Violet	100pcs*10box/case
Experimental Poly Gloves	BF.1210B	Vitals clear comfort CPE Glove, S size	100pcs*10box/case
	BF.1210C	Vitals clear comfort CPE Glove, M size	100pcs*10box/case
Experimental Latex Gloves	BF.1122A	SafeTouch UltraGrip Latex PF Glove, X-Small	100pcs*10box/case
	BF.1122B	SafeTouch UltraGrip Latex PF Glove, Small	100pcs*10box/case
	BF.1122C	SafeTouch UltraGrip Latex PF Glove, Medium	100pcs*10box/case
	BF.1122D	SafeTouch UltraGrip Latex PF Glove, Large	100pcs*10box/case
	BF.1188A	Safebasic easy fit latex PF Glove, X-Small	100pcs*10box/case
	BF.1188B	Safebasic easy fit latex PF Glove, Small	100pcs*10box/case
	BF.1188C	Safebasic easy fit latex PF Glove, Medium	100pcs*10box/case
	BF.1188D	Safebasic easy fit latex PF Glove, Large	100pcs*10box/case
	BF.101312A	Dr. GUARD Optimal Fit Latex Glove, X-Small	100pcs*10box/case
	BF.101312B	Dr. GUARD Optimal Fit Latex Glove, Small	100pcs*10box/case
	BF.101312C	Dr. GUARD Optimal Fit Latex Glove, Medium	100pcs*10box/case
	BF.101312D	Dr. GUARD Optimal Fit Latex Glove, Large	100pcs*10box/case



**BIOFACT**  
BIOFACTORY

본 사 | 대전광역시 유성구 테크노8로 70 (용산동 537) 대표번호 1670-5695 Tel. 042-867-5695  
서울지사 | 04788 서울특별시 성동구 광나루로 130 서울숲 IT캐슬 1008호 Tel. 02-851-5695  
www.bio-ft.com | info@bio-ft.com