

자동화장비보다



6배 빠른 속도,

가격은 1/100

DOWN

**DaBead™ 96well
Magnetic Press Pipettor**

01



02



03



#RNA/DNA추출 #Magnetic Bead
#친환경 #96 샘플 15분
#8시간 기준 3000 sample 추출
#BIOFACT #DaBead™

FEATURE



Contamination 문제 해결 (Clean bench에서 안전하게 실험가능)



Press pipettor와 adaptor tip 장치와 분리가 쉽고 간편



어느 장소에서나 실험 가능



장비, 전기 필요없음



177 x 256 x 355(mm) / 6.55kg
(96well 기준)

Compact한 size



2가지 type [96well, 48well]
(Magnetic Press Pipettor로 한번에 96개, 48개 시료처리 가능)



시간 조절 자유로움
(추출장비의 정해진 프로그램에 비해 실험 상황에 따라 시간을 늘리고 줄이는 조절이 용이)



고정핀으로 레바를 잡을 필요 없이 고정

기타

- Adaptor tip이 Deepwell plate 기벽에 닿지 않도록 Magnetic rod가 고정되어 있어 초보 연구원들도 조작이 편리
- Deepwell plate에 Buffer가 분주 되어 있는 제품이 있어 번거로움 없이 쉽고 빠르게 높은 수율의 핵산을 정제
- 다양한 샘플에 대한 전용제품 공급 가능
- 자체 개발된 Magnetic Bead
- 사용하는 제품 용액 및 Magnetic accessory에 따라 prep 양 조절 가능
- 높은 회수율
- 사용자 편리성 높음

• Specification

DaBead™ 96well Magnetic Press Pipettor		DaBead™ 48well Magnetic Press Pipettor	
Cat. No	SJ1-MPS96	SJ1-MPS48	
Size (L x W x H)	177 x 256 x 355(mm)	204 x 256 x 355 (mm)	
Weight(kg)	6.55	6.45	
Prep sample 수	96 ea	48 ea	
Price	₩ 950,000	₩ 800,000	



본 사 | 34028 대전광역시 유성구 테크노8로 70 대표번호 1670-5695 Tel. 042-867-5695 Fax. 042-825-5695
 서울지사 | 04788 서울특별시 성동구 광나루로 130 서울숲 IT캐슬 1008-9호 Tel. 02-851-5695 Fax. 02-851-5690
 www.bio-ft.com | info@bio-ft.com