


Sample만 넣고 바로 PCR 증폭

LyoFACT™ MLST (*E. coli*) PCR Kit

★ Primer까지 모두 포함된 동결 건조 제형으로
MLST 분석 PCR 증폭에 최적화




FEATURE

- DNA만 첨가하여 사용 가능한 simple한 방법
- 용해도가 높은 Lyophilized cake type
- 고객 균 주에 맞는 primer set로 ordermade 제공 가능
- Carry-over contamination 최소화
- Hot start PCR enzyme (H-Star Taq) 으로 target gene에 대한 특이성이 높아 MLST (*E.coli*) gene 증폭에 적합



QC DATA

LyoFACT™ MLST (*E. coli*) PCR Kit를 이용한 PCR 증폭 및 염기서열 분석



| Maker | Cat.No. | Product | Size |
|---------|-----------|--|----------|
| BIOFACT | IT103-096 | LyoFACT™ MLST (<i>E. coli</i>) PCR Kit | 96 Test* |

* 각 유전자별 96 Test : 7 ea plate(8strip x 12)



본 사 | 34028 대전광역시 유성구 테크노8로 70 대표번호 1670-5695 Tel. 042-867-5695
 서울지사 | 04788 서울특별시 성동구 광나루로 130 서울숲 IT개솔 1008호 Tel. 02-851-5695
 www.bio-ft.com | info@bio-ft.com